

Orthopädische Praxis – Verdachtsdiagnose und Labor

Indikation	Vorgeschlagene Untersuchung
Anämie	V.a. Eisenmangelanämie: großes Blutbild <i>EDTA-Blut</i> Retikulozyten <i>EDTA-Blut</i> Chr Retikulozytenhämoglobin Ferritin <i>Serum</i> CRP <i>Serum</i> Transferrin-Rezeptor lösl. <i>sTfR, Serum</i>
	V.a. hämolytische Anämie: Bilirubin, gesamt <i>Serum</i> LDH <i>Serum</i> Antikörper-Suchtest <i>Erythrozyten-Ak</i> EB <i>EDTA-Blut</i> direkter Coombs-Test <i>EDTA-Blut</i> Retikulozyten <i>EDTA-Blut</i> Haptoglobin <i>Serum</i> großes Blutbild <i>EDTA-Blut</i>
	V.a. Blutverlust über Darm: großes Blutbild <i>EDTA-Blut</i> Retikulozyten <i>EDTA-Blut</i> Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex <i>immunologisch, Faeces</i> Hämoglobin <i>immunologisch, Faeces</i>
Arthritis (unklar)	CRP (C-reaktives Protein (ultrasensitiv)) <i>Serum</i> HLA-B27 <i>PCR, EDTA-Blut</i> Antinukleäre Ak (ANA) <i>IgG, Serum</i> CCP-Ak (Cycl. citrulliniertes Peptid-Ak) <i>Serum</i>
Gicht (Hyperuricämie)	Harnsäure <i>Serum</i> Harnsäure <i>Urin</i> CRP, ultrasensitiv <i>Serum</i> großes Blutbild <i>EDTA-Blut</i> LDH <i>Serum</i> Eiweißelektrophorese <i>Serum</i> Cystatin-C <i>Serum</i> Kristalle <i>Urin</i> Synoviaanalyse <i>Punktat</i> BSG <i>EDTA-Blut</i>
Osteoporose	Phosphat (anorganisch) <i>Serum</i> Calcium <i>Serum</i> Calcium 24h <i>U, Urin</i> CRP, ultrasensitiv <i>Serum</i> BSG <i>EDTA-Blut</i> Cystatin-C <i>Serum</i> Gamma-GT <i>Serum</i> GOT <i>Serum</i> GPT <i>Serum</i> Alk. Phosphatase <i>AP, Serum</i> Parathormon intakt <i>PTH, EDTA-Blut</i> TSH basal <i>Serum</i> Eiweißelektrophorese <i>Serum</i> Beta-CrossLaps (CTX) <i>Serum gefroren</i> Vitamin D 25 (25-Hydroxy-Cholecalciferol) <i>Serum</i> großes Blutbild <i>EDTA-Blut</i> Ostase Knochen-AP/BAP, <i>Serum</i>
Rheumatoide Arthritis	CCP-Ak (Cycl. citrulliniertes Peptid-Ak) <i>Serum</i> Rheumafaktor (RF) <i>Serum</i> BSG <i>EDTA-Blut</i> Antinukleäre Ak (ANA) <i>IgG, Serum</i> großes Blutbild <i>EDTA-Blut</i> Harnsäure <i>Serum</i> Eiweißelektrophorese <i>Kapillar-zonen-E., Serum</i> C3/C4-Komplement-Profil <i>Serum</i> Komplement-Gesamtaktivität <i>CH50, Serum gefroren</i> Zirkulierende Immunkomplexe (CIC) <i>Serum gefroren</i>

Das benötigte Untersuchungsmaterial sowie präanalytische Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Leistungsverzeichnis
<https://lis.koeln/leistungen/>