

Unsere Abstrichtupfer

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. med. Jens Möller +49 (0) 221 93 55 56-82
Bakteriologische Abteilung +49 (0) 221 93 55 56-83

Gel-Abstrichtupfer (A, B)

Anzuwenden nur für die Untersuchung auf aerobe und anaerobe Bakterien/Pilze in Kultur und Antibiogramm/Antimykogramm. Die Gel-Abstrichtupfer sind für eine PCR-Untersuchung **nicht** geeignet.



1 x dünner Tupfer mit Transportgel und orangefarbener Verschlusskappe

> z. B. für Rachen, Vagina, Harnröhre, Wunde und Haut



1 x dicker Tupfer mit Transportgel und blauer Verschlusskappe

> z. B. für Rachen, Vagina, Wunde und Haut

PCR-Abstrichtupfer (C, D)

Diese sind nur für die PCR-Untersuchung geeignet.



1 x dicker Kunststoff-Watteträger und 1 x Abstrichbürste ohne Transportgel mit Flüssigkeit gefülltem Gefäß und gelber Verschlusskappe

> Geeignet für Nasen-Rachenraum, Harnröhre, Wunden, etc.
> Nur für PCR-Untersuchungen auf z. B. SARS-CoV-2 (COVID 19), Influenza-Viren A+B, Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV), Chlamydien, Gonokokken, Herpesviren, Treponema pallidum (Lues), Mycoplasmen, Ureaplasmen, Humanes Papilloma Virus (HPV), Bordetella pertussis (Keuchhusten), etc.



1 x Abstrichbürste mit Flüssigkeit gefülltem Gefäß

> Besonders geeignet für den weiblichen Urogenitaltrakt
> Nur für PCR-Untersuchungen auf Humanes Papilloma Virus (HPV)